



Valkaisuliuskojen käyttö voi auttaa poistamaan mm. teen, kahvin, punaviinin ja tupakan aiheuttamia tummentumia sekä vaalentamaan hampaiden sävyä. PH-neutraaleissa valkaisuliuskoissa on raikas piparmintun maku eivätkä ne sisällä hampaille haitallisia peroksiedeja. Liuskat on tarkoitettu ainoastaan käytettäväksi hampaiden valkaisussa kotikäytössä.

ENNEN VALKAISUA

- Pese kädet.
- Pese hampaat ja puhdistaa hammasvälit.

KÄYTTÖ

- Käsittele liuskoja aina hyvin varovaisesti ja ainoastaan kuivilla käsillä!
- Kuivaa hampaiden pinta. Liuskat pysyvät huomattavasti paremmin paikoillaan ja vaikuttavat sitä tehokkaammin, mitä kuivempiin hammaspintoihin pystyt ne kiinnittämään.
- Jännitä huuliasi ("hymyile leveästi") siten, että ne eivät koske hampaitasi, sillä huulilla on helppo "rytätä" liuska. Suosittelemme ehdottomasti käyttämään poskien/huultenlevittäjää, jos omistat sellaisen.
- Aseta pakkauksessa oleva korkeampi ja lyhyempi liuska tiiviisti alahampaiden etupinnan päälle ja pidempi liuska ylähampaiden pinnalle. Älä aseta liuskoja ikenien päälle!
- Muotoile varovasti sormin (varo rypistämästä liuskoja, koska ne on hankala oikaista suoraksi).
- Alahampaiden päälle tulevan liuskan reunat voi taittaa hampaiden taakse, jotta ne eivät häiritse.
- Jännitä edelleen huuliasi tarpeen mukaan siten, että ne eivät aiheuta liuskojen luiskahtamista pois paikoiltaan.
- Anna liuskojen vaikuttaa puolesta tunnista maksimissaan tuntiin. Tänä aikana syöminen ja juominen on kiellettyä.
- Poista liuskat hampaista ja hävitä ne.



ADVANCED TEETH WHITENING STRIPS –VALKAISULIUSKAT (14 PARIA)

- Huuhtelee suu kevyesti vedellä ylimääräisestä geelistä.
- Älä syö tai juo tuntiin.

Käsittely toistetaan päivittäin, kunnes saat halutut tulokset.
Liuskoja ei tule käyttää yhtäjaksoisesti yli 14 päivää.
Pidä vähintään viikon taukoa jaksojen välissä.

VAROITUKSET

- Säilytä lasten ulottumattomissa, viileässä ja pimeässä.
- Vältä tuotteen joutumista silmiin. Jos näin käy, huuhtelee runsaalla kylmällä vedellä.
- Älä niele liuskoja.

ÄLÄ KÄYTÄ VALKAISULIUSKOJA JOS

- olet raskaana tai imetät
- käytät hammasrautoja
- sinulla on mitä tahansa ienten, suun tai hampaiden alueen ongelmia (esim. ienvaurioita, suun haavaumia, reikiä hampaissa, rappeutumia, vetäytyneet ienkaulat) tai sinulle on äskettäin suoritettu hampaiden tai suun alueen operaatio
- olet alle 18-vuotias
- olet allerginen peroksidille *

HUOM! Tilapäistä hampaiden vihlonnata tai aristusta saattaa esiintyä – etenkin, jos sinulla on kylmään ja/tai kuumaan helposti reagoivat hampaat. Voit lyhentää liuskavalkaisun vaikutusaikaa tai harventaa valkaisukertoja. Jos huomaat käytön aikana häiritsevää ienärsytystä tai hampaitasi alkaa vihloa merkittävästi, lopeta niiden käyttö.

Entsyymihammastahnan käyttö voi vähentää vihlonnata. Samalla se vahvistaa hammaskiillettä. Suosittelemme valkaistuille hampaille remineralisointigeelin käyttöä.

Valkaisuliuskosten käyttö ei estä hampaita värjäytymästä uudestaan, joten vältä värjäävien elintarvikkeiden, juomien ja tupakan sekä nuuskan käyttöä.

Tuotteen sisältämät aineet: Sodium Chlorite, Sodium Bicarbonate, Glycerol, Propylene Glycol, Deionized Water, Triethanolamine, Carbomer, Carboxymethyl, Poly vinylpyrrolidone, Menthol

* Geeli vapauttaa syljen kanssa reagoidessaan 0,1% vetyperoksidia, mikä on yläraja EU:n alueilla laillisesti myytävälle hampaiden kotivalkaisutuotteille.

Valmistaja: Onuge Personal Care Co., Ltd
Valmistusmaa: Kiina
Turvallisuus: CE